



**intros**  
MEDICAL LASER

MEDICAL AY



---

***dios:blue***  
**DIODENLASER**

---

Der neue kompakte Diodenlaser **dios:blue** steht für maximale Mobilität und Bedienkomfort in einem attraktiven Design. Leistungsstarke 10 Watt blaues Laserlicht bieten Ihnen völlig neue Möglichkeiten in der Laserchirurgie. Die thermische Belastung des Gewebes wird auf ein Minimum reduziert und ermöglicht eine schnelle Abheilung. Durch sein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten wird sich Ihr **dios:blue** schnell amortisieren. Sie werden von der Qualität, der hochwertigen Verarbeitung und dem exzellenten Handling begeistert sein!



## Anwendungsbeispiele:

### HNO - Chirurgie

Tonsillotomie - Konchotomie - Myringotomie - Stenosen  
Polypen - Papillome / Zysten - Tumorsektion - Zungen-  
chirurgie - Synechien - Stapedektomie - Septumsporn -  
Dysplasien - kapilläre Hämangiome / Teleangiektasien

### Dermatologie

Teleangiektasien - Spider Nävi - Hämangiome - Coupe-  
rose - oberflächige pigmentierte Läsionen - Warzen -  
Fibrome - störende Hautveränderungen -  
Aknetherapie



Tonsillotomie



transkutane  
Gefäße

## Vorteile für Sie und Ihre Patienten:

- blutungs- und nebenwirkungsarmes Operieren
- präziser Eingriff mit optimalem Erhalt von Gewebegrenzflächen
- geringe thermische Belastung und geringe postoperative Schmerzen
- kurze Genesungszeit und hohe Patientenakzeptanz
- Höchstmaß an Mobilität durch Akkubetrieb
- sehr leicht und transportabel im Gerätekofter
- einfache Bedienung durch voreingestellte Indikationen
- ergonomisch und funktional durch Handstückhalterung und Faseraufwickelhilfe
- Premium Service - Austauschgerät innerhalb 48 h

## Technische Spezifikationen

**Leistung:** 0,1 - 10 Watt  
**Wellenlänge:** 470 nm  
**Betriebsmodi:** cw & gepulst  
**Pulsdauer:** 10  $\mu$ s - 15 s

**Pilotlaser:** 650 nm, < 2 mW  
**Versorgung:** Akku / 18V DC  
**Gewicht:** 2,1 kg  
**Abmessungen:** 15 x 20 x 15 cm  
CE 0123



exklusiver Vertrieb in der Schweiz durch:  
Medicalay GmbH  
Ibelweg 18A • CH-6300 Zug  
Telefon: +41 (041) 510 56 60 • Fax: +41 (041) 510 56 61  
E-Mail: info@medicalay.ch • www.medicalay.ch